

# Spa Terapija za Vaša stopala!

*Pomozite Vašim stopalima još danas!*

Ped Egg



## *Senzacionalno*

- Isteže zgrčene prste!
- Revitalizuje umorna stopala!
- Osvežava stopala!
- Oslobađa stresa i napetosti
- Opušta stegnute mišiče
- Umanjuje bol
- Poboljšava cirkulaciju
- Regeneriše Vaša stopala i prste

**Relaksacija za prste – Uputstvo za upotrebu**



Cestitamo Vam na kupovini Vaše Relaksacije za prste od proizvođača originalnog Ped Egg-a!

Relaksacija za prste je najbolji tretman za umorna, bolna stopala. Spremite se da iskusite najnoviju spa terapiju koja će Vaša stopala osvežiti i oživeti!

### Pre svake upotrebe:

Očistite Vašu Relaksaciju za prste toplom vodom i sapunom.

Pažljivo pročitajte uputstvo.

### Upotreba:

1. Sedite na udobno mesto u uspravnom položaju.

2. Uzmite Relaksaciju za prste.


Držite je kao na slici 1.

3. Potom je nežno rastegnite i ubacite prste u odgovarajuće proreze kao na slici 2.

Počnite sa ubacivanjem palca u najveći prorez i onda nastavite sa ostalim prstima.

4. Navucite Relaksaciju za prste do korena prstiju dok se ne uverite da ona stoji čvrsto na prstima (pogledajte sliku 3). Ne gurajte jako prste u proreze Relaksacije.


Ponovite korake 2 - 4 da biste navukli drugu Relaksaciju za prste i na drugu nogu.



slika 1



slika 2



slika 3

**Napomena:** *Ako imate poteškoća da navučete Relaksaciju za prste, možete je pokvasiti ili namazati proreze sa malo losiona za telo. Ovo će olakšati navlačenje Relaksacije za prste na Vaša stopala. Ipak, vodite računa da ne stavite previše losiona, jer onda Relaksacija za prste može postati klizava i spadati Vam sa nogu.*

5. Opustite se i uživajte! Nosite Relaksaciju za prste koliko god želite i nežno je skinite kada završite sa masiranjem (preporučeno vreme upotrebe je otprilike 10 minuta).

**Napomena:** *Neznatan osećaj neprijatnosti u početku je potpuno normalan. Relaksacija za prste isteže Vaše prste da bi ih opustila nakon zgrčenja i iritacije prouzrokovanih nošenjem neudobnih cipela.*

*Ipak, ukoliko osetite jak bol, prestanite da je koristite i obratite se lekaru.*



### **Nakon upotrebe:**

1. Operite Relaksaciju za prste u toploj vodi sa sapunom. Pustite da se osuši i čuvajte je na hladnom, suvom mestu.
2. Ukoliko je kvasite ili nanosite losion, uklonite sve ostatke sa Relaksacije za prste.
3. Obavezno obrišite i osušite stopala pre nego što ustanete kako biste sprečili moguće klizanje.

## **O P R E Z**

- ▶ **Isključivo za upotrebu prema uputstvu.**
- ▶ **Ne obuvajte cipele kada nosite Relaksaciju za prste. Ovo može prouzrokovati povrede.**
- ▶ **Ne pokušavajte da hodate ili vozite kada nosite Relaksaciju za prste. Ovo može prouzrokovati povrede.**
- ▶ **Izbegavajte upotrebu na iritiranoj, upaljenoj ili inficiranoj koži ili na otvorenim ranama. Mogu uslediti iritacija ili infekcija.**
- ▶ **Ne zamzavajte niti stavljajte u mikrotalasnu pećnicu Relaksaciju za prste. Ovo može prouzrokovati promrzline ili opekotine.**
- ▶ **Relaksacija za prste nije za jelo – ovo može prouzrokovati davljenje ili druge zdravstvene probleme.**
- ▶ **Izbegavajte upotrebu ukoliko patite od dijabetesa ili imate lošu cirkulaciju. Konsultujte lekara pre upotrebe.**
- ▶ **Konsultujte lekara pre upotrebe ako postoje bilo kakvi problemi sa kožom, kako biste izbegli eventualne iritacije.**
- ▶ **Nije preporučljivo deliti sa drugim osobama Relaksaciju za prste. Može nastati infekcija.**
- ▶ **Nije preporučljivo da je deca upotrebljavaju.**
- ▶ **Samo za spoljnu upotrebu.**

Distribucija



**011 / 20 28 600**  
**www.tv-shop.tv**  
**office@tv-shop.tv**

# Relaksacija za prste sa vibracijom




Čestitamo Vam na kupovini Vaše Relaksacije za prste od proizvođača originalnog Ped Egg-a! Relaksacija za prste je najbolji tretman za umorna, bolna stopala. Spremite se da iskusite najnoviju spa terapiju koja će Vaša stopala osvežiti i oživeti!


**Pre svake upotrebe:**

**Važno: Obavezno pažljivo pročitajte sve instrukcije!**

1. Izvadite beli nosač baterije na obe Relaksacije za prste sa vibracijom, tako što ćete postaviti šake sa obe strane Relaksacije za prste kao što je prikazano na slici. Nežno pritisnite na dole prstima dok beli nosač baterije ne iskoči kao na slici.



2. Ubacite po jednu AAA bateriju u oba bela nosača baterije. Zatvorite zavrtanjem kao na slici.



slika 2


3. Nežno vratite nosač baterije u Relaksaciju za prste sa vibracijom. Uverite se da je lepo legao na svoje mesto. Nežno gurnite nosač baterije do kraja gelaste Relaksacije za prste kao što je prikazano na slici.



slika 3

## Upotreba:


1. Sedite na udobno mesto u uspravnom položaju.



slika 4

2. Uzmite Relaksaciju za prste. Držite je kao na slici 4.

3. Potom je nežno rastegnite i ubacite prste u odgovarajuće proreze kao na slici 5. Počnite sa ubacivanjem palca u najveći prorez i onda nastavite sa ostalim prstima.



slika 5

4. Navucite Relaksaciju za prste do korena prstiju dok se ne uverite da ona stoji čvrsto na prstima (pogledajte sliku 3).

Ne gurajte jako prste u gelastu Relaksaciju.



slika 6

**Napomena:** *Ako imate poteškoća da navučete Relaksaciju za prste, možete je pokvasiti ili namazati proreze sa malo losiona za telo. Ovo će olakšati navlačenje Relaksacije na Vaša stopala. Ipak, vodite računa da ne stavite previše losiona, jer onda Relaksacija može postati klizava i spadati Vam sa nogu.*

5. Ponovite korake 2 -4 da biste navukli Relaksaciju za prste i na drugu nogu.

6. Pritisnite roze dugme (videti sliku 7) da biste uključili vibraciju.



7. Opustite se i uživajte! Nosite Relaksaciju za prste koliko god želite i nežno je skinite kada završite sa masiranjem (preporučeno vreme upotrebe je otprilike 10 minuta).


**Napomena:** *Neznatan osećaj neprijatnosti u početku je potpuno normalan. Relaksacija za prste isteže Vaše prste da bi ih opustila nakon zgrčenja i iritacije prouzrokovanih nošenjem neudobnih cipela. Ipak, ukoliko osetite jak bol, prestanite da je koristite i obratite se lekaru.*

8. Da biste isključili vibraciju, jednostavno pritisnite ponovo roze dugme.

### **Nakon upotrebe:**

1. Izvadite beli nosač baterije pre čišćenja kao što je prikazano na slici desno.

2. Operite Relaksaciju za prste toplom vodom i sapunom. Ostavite je da se osuši.



**OPREZ:** *Motor Relaksacije za prste nije vodootporan. Voditi računa da ne bude potopljen u vodi.*

3. Nežno ubacite beli nosač baterije u Relaksaciju za prste sa vibracijom, kao što je objašnjeno u 3. koraku dela Pre upotrebe.

Čuvati na hladnom i suvom mestu.

4. Ukoliko je kvasite ili nanosite losion, uklonite sve ostatke sa Relaksacije za prste.

5. Obavezno obrišite i osušite stopala pre nego što ustanete kako biste sprečili moguće klizanje.

## **O P R E Z**

- ▶ **Isključivo za upotrebu prema uputstvu.**
- ▶ **Ne obuvajte cipele kada nosite Relaksaciju za prste. Ovo može prouzrokovati povrede.**
- ▶ **Ne pokušavajte da hodate ili vozite kada nosite Relaksaciju za prste. Ovo može prouzrokovati povrede.**
- ▶ **Izbegavajte upotrebu na iritiranoj, upaljenoj ili inficiranoj koži ili na otvorenim ranama. Mogu uslediti iritacija ili infekcija.**
- ▶ **Ne zamzavajte niti stavljajte u mikrotalasnu pećnicu Relaksaciju za prste. Ovo može prouzrokovati promrzline ili opekotine.**
- ▶ **Relaksacija za prste nije za jelo – ovo može prouzrokovati davljenje ili druge zdravstvene probleme.**
- ▶ **Izbegavajte upotrebu ukoliko patite od dijabetesa ili imate lošu cirkulaciju. Konsultujte lekara pre upotrebe.**
- ▶ **Konsultujte lekara pre upotrebe ako postoje bilo kakvi problemi sa kožom, kako biste izbegli iritacije.**
- ▶ **Nije preporučljivo deliti sa drugim osobama Relaksaciju za prste. Može nastati infekcija.**
- ▶ **Nije preporučljivo za upotrebu kod dece.**
- ▶ **Samo za spoljnu upotrebu.**

Distribucija



**011 / 20 28 600**  
**www.tv-shop.tv**  
**office@tv-shop.tv**